

### DERMORISOLV REPAIR

Numerosi fattori ambientali (esposizione al sole, al freddo o ad agenti irritanti quali tensioattivi, saponi, polveri metalliche ecc.) o patologie (eczemi, dermatiti da contatto o da sfregamento, dermatiti allergiche), possono alterare il normale stato di benessere della pelle e ridurre la sua fisiologica funzione di barriera, determinando un aumento della permeabilità epidermica. In questo modo la pelle diventa vulnerabile, facilmente esposta e reattiva agli agenti esterni ambientali, con conseguente insorgenza di sintomatologie quali secchezza, irritazione e infiammazione.

Dermorisolv Repair è una particolare emulsione a base di oli vegetali contenente una elevata concentrazione dell'agente filmante PFPE, di Pantenolo e di Vitamina E. Grazie a questa specifica formulazione il dispositivo medico Dermorisolv Repair crea un effetto barriera non occlusivo che limita la perdita di idratazione della pelle, la protegge dal contatto con agenti esterni irritanti o sensibilizzanti, favorendo il ripristino della fisiologica funzione cutanea ed alleviando i fastidiosi sintomi di secchezza (xerosi), irritazione e arrossamento.

### INDICAZIONI

Dermorisolv Repair è una crema barriera riequilibrante indicata come trattamento specifico per il controllo e l'attenuazione della sintomatologia cutanea dovuta a stati infiammatori, di irritazione e di secchezza della pelle, in particolare nei seguenti casi:

- trattamento e prevenzione di dermatiti di varia origine in particolare quelle da contatto e/o da agenti fisici (es. dermatite allergica, atopica, da sfregamento, da pannolino, da freddo);
- trattamento e prevenzione di dermatiti causate da trattamenti radioterapici, dermatologici, lampade UV, peeling chimici;
- protezione barriera in tutti i casi di disidratazione, secchezza o screpolature della pelle di viso, mani e corpo;
- riequilibrante dello stato cutaneo alterato da vari fattori (es. secchezza cutanea dovuta a trattamenti farmacologici).

### MODO D'USO

Applicare Dermorisolv Repair sulla pelle pulita direttamente sulle parti interessate, distribuendo la crema con leggero massaggio.

Applicare una o più volte al giorno, in base alla necessità, per il periodo necessario, fino alla scomparsa dei sintomi o secondo il parere del medico.

Come crema barriera applicare prima del contatto con agenti irritanti

Se non si notano miglioramenti della sintomatologia dopo due settimane di trattamento consultare il proprio medico curante.

### AVVERTENZE

- Il prodotto è per uso esterno. Applicare su cute integra.
- In caso di terapie farmacologiche concomitanti, consultare preventivamente il medico.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno o più componenti del prodotto.
- L'uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi è indicato sospendere il trattamento e consultare il medico.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza.
- Non utilizzare in caso di confezione danneggiata.
- Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla prima apertura.

### CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo dalla luce.

### EFFETTI COLLATERALI

Non sono noti né previsti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto. Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali.

### COMPOSIZIONE

Ingredients (INCI): Polyperfluoromethylisopropyl Ether, Panthenol, Polyperfluororethoxymethoxy Difluoroethyl PEG Phosphate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Olus Oil, Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, C12-20 Acid PEG-8 Ester, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Hydroxide, Aqua.

CONFEZIONE:

Tubo da 75 ml 

Foglietto / leaflet    Carta / paper    PAP 22



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.



FABBRICANTE: KALIS SRL Via Caodevilla, 38 - Pederobba (TV) - MADE IN ITALY

### DERMORISOLV REPAIR

Numerous environmental factors (exposure to the sun, cold or irritating agents such as surfactants, soaps, metal powders, etc.) or pathologies (eczema, contact or frictional dermatitis, allergic dermatitis) can alter the skin's normal state of wellbeing and reduce its physiological barrier function, leading to an increase in epidermal permeability. When this happens, the skin becomes vulnerable, easily exposed and reactive to external environmental agents, resulting in the onset of symptoms such as dryness, irritation and inflammation.

Dermorisolv Repair is a special vegetable oil-based emulsion containing a high concentration of the film-forming agent PFPE, panthenol and vitamin E. Thanks to its special formulation, the medical device Dermorisolv Repair creates a non-clogging barrier effect, which limits the loss of moisture in the skin and protects it from contact with irritating or sensitising external agents, promoting the restoration of physiological skin function and alleviating bothersome symptoms such as dryness (xerosis), irritation and redness.

### INDICATIONS

Dermorisolv Repair is a rebalancing barrier cream indicated as a specific treatment for the control and attenuation of skin symptoms due to inflammation, irritation and dryness of the skin, in particular in the following cases:

- treatment and prevention of dermatitis of various origins, such as contact dermatitis and/or dermatitis from physical agents (e.g. allergic, atopic, frictional, diaper dermatitis);
- treatment and prevention of dermatitis caused by radiotherapy, dermatological treatments, UV lamps, chemical peels;
- barrier protection in all cases of dehydration, dryness or cracking of the skin on the face, hands and body;
- rebalance of the skin condition altered by various factors (e.g. skin dryness due to pharmacological treatments).

### HOW TO USE

Apply Dermorisolv Repair on clean skin, directly on the affected parts, lightly massaging to distribute the cream. Apply once or several times a day as needed, for as long as necessary until the symptoms disappear or as advised by your doctor.

As a barrier cream, apply before contact with irritating agents.

If symptoms do not improve after two weeks of treatment, consult your doctor.

### WARNINGS

- The product is for external use. Apply on intact skin.
- In case of concomitant pharmacological therapies, consult your doctor in advance.
- Do not use in case of hypersensitivity or individual allergy to one or more components of the product.
- Prolonged use of products for topical use may lead to sensitisation; if this occurs, it is advisable to stop treatment and consult a doctor.
- Keep the product out of the reach and sight of children.
- Do not use the device beyond its expiry date.
- Do not use in case of damaged packaging.
- It is recommended to use the product within 6 months from the first opening.

### STORAGE

Store in a cool, dry place, away from heat sources and light.

### SIDE EFFECTS

There are no known or expected side effects related to the use of the product. Tests carried out on the product to date have shown no sensitisation or other side effects.

### COMPOSITION

Ingredients (INCI): Polyperfluoromethylisopropyl Ether, Panthenol, Polyperfluoroethoxymethoxy Difluoroethyl PEG Phosphate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Olus Oil, Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, C12-20 Acid PEG-8 Ester, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Hydroxide, Aqua.

CONFEZIONE:

Tubo da 75 ml 

Foglietto / leaflet

Carta / paper

PAP 22



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.  
Recycling. Check the waste provisions of your municipality.



FABBRICANTE: KALIS SRL Via Caodevilla, 38 - Pederobba(TV) - MADE IN ITALY